

FICHA TÉCNICA

INSTRUMENTAL DENTAL PROCLINIC _ ESPEJOS PLANOS N.4 S.S PROCLINIC	
REFERENCIAS 59862: ESPEJOS PLANOS N.4 S.S. PROCLINIC	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 1520122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme el Reglamento (UE) 2017/745 relativo a productos sanitarios.
DESCRIPCIÓN	Espejos fabricados en acero inoxidable. Rosca simple S.S. Silvercone Socket Para mangos standard y rosca simple S.S. Ø22 mm. No estériles
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable adecuado para instrumentos ortopédicos, quirúrgicos y dentales, según definido en la normativa UNI EN ISO7153-1 "Instrumentos quirúrgicos – Metales/Acero inoxidable".
ENVASE	12 unidades
CADUCIDAD	No Aplica. Las propiedades, la función o uso no se ven afectadas deforma automática si se almacena y utiliza correctamente.
FINALIDAD PREVISTA	Destinados a ser utilizados durante los procedimientos llevados acabo en las clínicas dentales por el personal cualificado.
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	El dispositivo es reutilizable, sin embargo, es necesaria su limpieza y esterilización antes de cada uso. Esterilizable por 3.000 ciclos (Temperatura máxima recomendada 180 °C) Si existe algún indicio de óxido, el instrumento no debe utilizarse.
ALMACENAJE TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.

