

Xeringa tipus Uniject

Referencia: ML44710



Jeringa de carpules para anestesia infiltrativa y troncular. Jeringa para ampollas con ganchos de aspiración y aspiración automática. Uso para todas las ampollas cilíndricas de vidrio estandarizadas de 1,8 ml con tapones de orificio. Acero inoxidable de alta calidad. Esterilización en autoclave hasta 134°C.

Cuerpo de sujeción de la botella cilíndrica con ventana de visualización

Con triple gancho y fácil desmontaje