



Tarifas

Resinas - Esqueléticos - Composturas y complementos
Férulas y contención - Prótesis fija
Sobredentaduras y complementos - Dentaduras Híbridas - Ortodoncia

Plus Prótesis Dental

FECHA TARIFAS

2021

Plus Prótesis Dental

Producto: *Resinas*

Referencia	Producto	Precio/Un.
01001	Completa Sup e Inf.	200,00 €
01002	Completa Sup. o Inf.	100,00 €
01003	Parcial de una pieza	60,00 €
01004	Parcial de dos piezas	57,00 €
01005	Parcial de tres piezas	60,00 €
01006	Parcial de cuatro piezas	67,00 €
01007	Parcial de cinco piezas	74,00 €
01008	Parcial de seis piezas	78,00 €
01009	Parcial de siete piezas	81,00 €
01010	Parcial de ocho piezas	87,00 €
01011	Parcial de nueve piezas	91,00 €
01012	Parcial de diez piezas	97,00 €

Producto: *Esqueléticos*

02001	Unilateral de 1 pieza	102,00 €
02002	Unilateral de dos piezas	106,00 €
02003	Unilateral de tres piezas	108,00 €
02004	Bilateral de una pieza	125,00 €
02005	Bilateral de dos piezas	145,00 €
02006	Bilateral de tres piezas	151,00 €
02007	Bilateral de cuatro piezas	163,00 €
02008	Bilateral de cinco piezas	175,00 €
02009	Bilateral de seis piezas	187,00 €
02010	Bilateral de siete piezas	199,00 €
02011	Bilateral de ocho piezas	210,00 €
02012	Bilateral de nueve piezas	220,00 €
02013	Bilateral de diez piezas	230,00 €
02014	Pieza modelada unidad	70,00 €
02015	Placa para completa sup. o inf.	136,00 €

Plus Prótesis Dental

Producto: *Composturas y complementos*

Referencia	Producto	Precio/Un.
03001	Pieza y gancho	28,00 €
03002	Compostura simple	25,00 €
03003	Añadir pieza o retenedor	25,00 €
03004	Reparar fisura	20,00 €
03005	Refuerzo metálico	16,00 €
03006	Retenedores	20,00 €
03007	Cubeta individual acrílico	16,00 €
03008	Malla metálica (no esquelético)	65,00 €
03009	Rebase a completa sup o inf.	30,00 €
03010	Rebase a parcial	25,00 €
03011	Rebase a esquelético	25,00 €

Producto: *Férulas y contención*

04001	Férula de contención	27,00 €
04002	Férulas de blanqueamiento	27,00 €
04003	Férula dura de acrílico	80,00 €
04004	Férula semirrígida	60,00 €

Producto: *Prótesis fija*

Referencia	Producto	Precio/Un.
05001	Corona	70,00 €
05002	Estructura metálica	35,00 €
05003	Recubrimiento cerámico	35,00 €
05004	Masa de hombros	10,00 €
05005	Perno o muñón colado	30,00 €
05006	Corona de circonio implantes	130,00 €
05007	Corona de circonio	120,00 €
05008	Provisionales	15,00 €
05009	Provisionales implantes	20,00 €
05010	Falsa encía	10,00 €
05011	Corona "Empress"	95,00 €
05012	Corona implantes	95,00 €
05013	Falsa encía cerámica 2/p	30,00 €
05014	Encerado diagnóstico/p	8,00 €
05015	Interfase	50,00 €
05016	Prueba de pasividad por ips	8,00 €
05017	Carga inmediata	20,00 €

Plus Prótesis Dental

Producto: *Sobredentaduras y complementos*

Referencia	Producto	Precio/Un.
06001	Sobredentadura sobre 2 Locator	281,00 €
06002	Sobredentadura con barra sobre 2 implantes y 3 caballitos	495,00 €
06003	Sobredentadura con barra sobre 4 implantes y 5 caballitos	735,00 €
06004	Dentadura	95,00 €
06005	Malla metálica	136,00 €
06006	Colocación de locator (und)	26,00 €
06007	Caballito	12,00 €
06008	Colocación de caballito	26,00 €
06009	Barra sobre 2 implantes	152,00 €
06010	Barra sobre 4 implantes	316,00 €
06011	Sobredentadura sobre 4 locator	333,00 €

Producto: *Dentaduras Híbridas*

07001	Híbrida sobre 4 implantes	570,00 €
07002	Híbrida sobre 5 implantes	605,00 €
07003	Híbrida sobre 6 implantes	640,00 €

Producto: *Ortodoncia*

Referencia	Producto	Precio/Un.
08001	Mantenedor de espacio	36,00 €
08002	Placa de Hawley	48,00 €
08003	Bionator clase II con rejilla	100,00 €
08004	Barra Lingual	27,00 €
08005	Klamnt	95,00 €
08006	Quad-Helix con brazos	44,00 €
08007	Banda	10,00 €
08008	Banda con tubo	20,00 €
08009	Barra Palatina	28,00 €



Aditamentos

Producto	Precio/Un.
001 - Analogo	7,00 €
002 - Tornillo ips	8,00 €
003 - Pilar Base Mecanizada	25,00 €

01 - Resina

Producto	Precio/Un.
01001 - Completa Sup e Inf.	200,00 €
01002 - Completa Sup. o Inf.	100,00 €
01003 - Parcial de una pieza	60,00 €
01004 - Parcial de dos piezas	57,00 €
01005 - Parcial de tres piezas	60,00 €
01006 - Parcial de cuatro piezas	67,00 €
01007 - Parcial de cinco piezas	74,00 €
01008 - Parcial de seis piezas	78,00 €
01009 - Parcial de siete piezas	81,00 €
01010 - Parcial de ocho piezas	87,00 €
01011 - Parcial de nueve piezas	91,00 €
01012 - Parcial de diez piezas	97,00 €

02 - Esqueléticos

Producto	Precio/Un.
02001 - Unilateral de 1 pieza	102,00 €
02002 - Unilateral de dos piezas	106,00 €
02003 - Unilateral de tres piezas	108,00 €
02004 - Bilateral de una pieza	125,00 €
02005 - Bilateral de dos piezas	145,00 €

Producto	Precio/Un.
02006 - Bilateral de tres piezas	151,00 €
02007 - Bilateral de cuatro piezas	163,00 €
02008 - Bilateral de cinco piezas	175,00 €
02009 - Bilateral de seis piezas	187,00 €
02010 - Bilateral de siete piezas	199,00 €
02011 - Bilateral de ocho piezas	210,00 €
02012 - Bilateral de nueve piezas	220,00 €
02013 - Bilateral de diez piezas	230,00 €
02014 - Pieza modelada unidad	70,00 €
02015 - Placa para completa sup. o inf.	136,00 €

03 - Composturas y complementos

Producto	Precio/Un.
03001 - Pieza y gancho	28,00 €
03002 - Compostura simple	25,00 €
03003 - Añadir pieza o retenedor	25,00 €
03004 - Reparar fisura	20,00 €
03005 - Refuerzo metálico	16,00 €
03006 - Retenedores	20,00 €
03007 - Cubeta individual acrílico	16,00 €
03008 - Malla metálica (no esquelético)	65,00 €
03009 - Rebase a completa sup o inf.	30,00 €
03010 - Rebase a parcial	25,00 €
03011 - Rebase a esquelético	25,00 €

04 - Férulas y contención

Producto	Precio/Un.
04001 - Férula de contención	27,00 €
04002 - Férulas de blanqueamiento	27,00 €
04003 - Férula dura de acrílico	80,00 €
04004 - Férula semirrígida	60,00 €

05 - Prótesis fija

Producto	Precio/Un.
05001 - Corona	70,00 €
05002 - Estructura metálica	35,00 €
05003 - Recubrimiento cerámico	35,00 €
05004 - Masa de hombros	10,00 €
05005 - Perno o muñón colado	30,00 €
05006 - Corona de circonio implantes	130,00 €
05007 - Corona de circonio	120,00 €
05008 - Provisionales	15,00 €
05009 - Provisionales implantes	20,00 €
05010 - Falsa encía	10,00 €
05011 - Corona "Empress"	95,00 €
05012 - Corona implantes	95,00 €
05013 - Falsa encía cerámica 2/p	30,00 €
05014 - Encerado diagnóstico/p	8,00 €
05015 - Interfase	50,00 €
05016 - Prueba de pasividad por ips	8,00 €
05017 - Carga inmediata	20,00 €

06 - Sobredentaduras y complementos

Producto	Precio/Un.
06001 - Sobredentadura sobre 2 Locator	281,00 €
06002 - Sobredentadura con barra sobre 2 implantes y 3 caballitos	495,00 €
06003 - Sobredentadura con barra sobre 4 implantes y 5 caballitos	735,00 €
06004 - Dentadura	95,00 €
06005 - Malla metálica	136,00 €
06006 - Colocación de locator (und)	26,00 €
06007 - Caballito	12,00 €
06008 - Colocación de caballito	26,00 €
06009 - Barra sobre 2 implantes	152,00 €
06010 - Barra sobre 4 implantes	316,00 €

Producto	Precio/Un.
06011 - Sobredentadura sobre 4 locator	333,00 €

07 - Dentaduras Híbridas

Producto	Precio/Un.
07001 - Híbrida sobre 4 implantes	570,00 €
07002 - Híbrida sobre 5 implantes	605,00 €
07003 - Híbrida sobre 6 implantes	640,00 €

08 - Ortodoncia

Producto	Precio/Un.
08001 - Mantenedor de espacio	28,00 €
08002 - Placa de Hawley	48,00 €
08003 - Bionator clase II con rejilla	100,00 €
08004 - Barra Lingual	27,00 €
08005 - Klamnt	95,00 €
08006 - Quad-Helix con brazos	44,00 €
08007 - Banda	10,00 €
08008 - Banda con tubo	20,00 €
08009 - Barra Palatina	28,00 €



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
B06650790
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
06011 BADAJOZ
Tfno: 924207877

BIO-ART A7 PLUS E + ARCO FACIAL STANDARD + ESTUCHE MODELO: A7 PLUS E/ MARCA: BIO-ART



Este kit es un sistema de articulación maxilo-facial, compuesto por articulador A7 plus E y Arco facial Estándar, incluye estuche de transporte Bio-art.

Articulador A7 plus E.

Este articulador es una de las innovaciones de última generación que permite reproducir las posiciones maxilo-mandibulares estáticas y dinámicas.

Tiene una estructura de aluminio que ofrece una estabilidad y gran visibilidad.

Es semi ajustable, dispone de un sistema de movimiento de la guía condila con conexión de silicona y de un pino de la rama superior en posición abierta.

Arco facial Estándar: viene de la mano con el articulador para registrar la posición de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

Características:

- Distancia intercondilar fija (100mm.)
- Reglaje de guía condilica. / · Reglaje de ángulo de Bennet.
- Sistema de movimiento de la guía condilica.
- Pino de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- Ajuste milimétrico de la protusión. / · Puede ser estandarizado.



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
B06650790
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
06011 BADAJOZ
Tfno: 924207877

RECORTADORA DE MODELOS MODELO: RH-3.000/ MARCA: MESTRA



Recortadora de modelos fuerte y robusta, de fácil manejo para la abrasión de modelos de escayola dura o blanda. Incluye disco de diamante y está dotada de un sistema de limpieza de disco por agua.

Ventajas:

- Mayor durabilidad gracias al disco de diamante.
- Potente: Motor de 1,1 Hp. Fuerza de corte constante y sin fatigas.
- Eficaz: Las 3000 revoluciones de su motor permiten recortar sin esfuerzos.
- Estable: Más de 21 kg de peso sobre pies antideslizantes.
- Silenciosa: Disco contrapesado sobre plato, evita vibraciones y ronroneos.
- Segura: Protegida contra arranques intempestivos después de la falta de corriente. Disco de corte pegado a plato metálico, evita roturas por desgaste.
- Motor carenado libre de mantenimiento.
- Consumo mínimo de agua (9 litros/máximo).

Detalles:

- Formas exteriores sin esquinas, de fácil limpieza.
- Mesa amplia y abatible. Ventana de gran tamaño (120 mm).
- Sin obstáculos en el desplazamiento de los modelos.
- Regulación del caudal de agua en la parte frontal de la máquina.
- Fabricada en aluminio pintado electrostáticamente y acero inoxidable.

Advertencia: Los discos de diamante son muy sensibles al calor. No recorte ni rectifique nunca revestimientos ni piezas metálicas.

Datos técnicos:

Tensión: 230 V

Consumo: 1200 W

Motor: Monofásico 1,1 Hp.

Velocidad: 3000 rpm

Dimensiones: 31cm(ancho) 34,5cm(alto) 45cm(fondo)



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.

B06650790

C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4

06011 BADAJOZ

Tfno: 924207877

Muela montada sobre plato: Ø 25,4cm

Peso 21 kg

Accesorios:

H92689 Reposición disco de carburo.

H92691 Reposición disco de diamante.

Para facilitar el cambio del disco abrasivo, le recomendamos que aplique aceite en todas las uniones roscadas unos minutos antes de realizar la operación.



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
B06650790
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
06011 BADAJOZ
Tfno: 924207877

MESA TRABAJO PARA LABORATORIO DENTAL MODELO: MOM000500/ MARCA: TECNNOFLUX



La mesa de trabajo de Technoflux para laboratorio dental está construida con bastidor en acero y planchas metálicas de alta densidad y resistentes al fuego. Equipada con aspirador de 800w y lámpara de 3 fluorescentes.

Posee un frontal sobre la cajonera de 3 cajones con conexión de pistola de aire, manómetro, potenciómetro de vacío y 3 interruptores on/off: vacío, luz y enchufes. Además, en el frontal superior posee 2 tomas de corriente de 220 V. Con apoyabrazos y protector de acero en el tablero.

Las medidas de la mesa de trabajo 1 puesto de Technoflux son: Largo 1220mm x Ancho 600mm x Alto 900mm (encimera).

CARACTERÍSTICAS· Mesa de trabajo metálica.

- 1 puesto.
- Aspirador 800w.
- Lámpara luz de 3 fluorescentes.
- 5 cajones: Cajonera de 3 cajones + 2 cajones.
- Tomas de corriente 220 V.



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.

B06650790

C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4

06011 BADAJOZ

Tfno: 924207877

- Panel con soplador de aire, manómetro, potenciómetro de vacío y 3 botones on/off.
- Instalación de gas.
- Protector de acero en tablero.
- Apoya brazos.
- 2 enchufes de 220v.
- Dimensiones 122 x 60 x 100 cm.
- Peso 86 Kg.
- Astilleras de madera no incluidas (opcional)



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
B06650790
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
06011 BADAJOZ
Tfno: 924207877

VIBRADORA DE YESOS MODELO: CB37/ MARCA: MESTRA



Práctico electro vibrador redondo fabricado en aluminio anodizado especialmente diseñado para la compactación de materiales en el sector dental.

Detalles:

- Dimensión superficie: Ø 12cm.
- Ventosas adherentes.
- Potenciómetro regulador de vibraciones sin escalonamientos.
- Superficie de trabajo de goma sobre cuerpo metálico, rebaje de 30 mm para introducir la cubeta.

Datos técnicos:

Tensión: 230 V
Potencia: 120 W
Vibraciones: 3000 p.m
Fusible: 1,5A
Dimensiones: Altura 10cm
Peso: 2,5 kg.



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
B06650790
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
06011 BADAJOZ
Tfno: 924207877

MICROMOTOR INDUCCIÓN – PLUS MODELO: 100280/ MARCA: MESTRA



El **micromotor de inducción Plus de Mestra** con sistema de control por pedal cuenta con reloj digital, auto-diagnóstico, display de error y función de almacenamiento de memoria de trabajo.

Mediante una simple pulsación del botón manual/pedal puede elegir entre tener el control manual o a través del pedal

También, puede cambiar el sentido de giro entre derecha e izquierda con pulsar un botón.

Su **pieza de mano** presenta un diseño ergonómico y ligero que minimiza la fatiga y mejora el equilibrio lo que facilita el trabajo sobre piezas delicadas.

Con una potencia de 230W, posee una velocidad de 50.000 RPM y un torque máximo de 7.8Ncm.

Este **micromotor de laboratorio** garantiza un fuerte torque a baja revolución.

El **micromotor de Mestra** incluye: unidad de control, pieza de mano a motor, soporte de pieza de mano y pedal.

Recomendado para trabajar con metal.

CARACTERÍSTICAS

- Micromotor de inducción.
- Para laboratorio dental.



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.

B06650790

C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4

06011 BADAJOZ

Tfno: 924207877

- Modelo 100280, con pedal de control.
- Reloj digital.
- Fuerte torque a baja velocidad.
- Posición vertical o horizontal.
- Pieza de mano ergonómica y ligera.
- Cambio de giro a derecha y a izquierda.
- Velocidad de rotación hasta 50.000rpm.
- Torque 7.8Ncm.
- Potencia 230 W.
- Auto-diagnos. Display de error.
- Sistema de control de velocidad manual / pie
- Función de almacenamiento de memoria de trabajo.
- Fuente de alimentación unidad de control: CA 230V 50 /60Hz
- Peso: 2,5kg.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 180 x 96 x 207 mm.

CONTENIDO

- 1 unidad de control.
- 1 pieza de mano con micromotor.
- 1 soporte de pieza de mano.
- 1 pedal de control.



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
B06650790
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
06011 BADAJOZ
Tfno: 924207877

HORNO DE CERAMICA MODELO: 100247/ MARCA: MESTRA



Totalmente automático, compatible con los diferentes tipos de porcelana presentes en el mercado. Incluye una bomba de alto vacío.

Dispone de un amplio display con abundante información sobre el desarrollo del proceso y que facilita la programación.

Permite almacenar múltiples programas, modificando parámetros como: temperatura y tiempo de secado, velocidad de calentamiento, temperatura máxima, tiempo de mantenimiento, enfriamiento, tiempos y niveles de vacío, etc. Todos estos parámetros permiten definir el ciclo óptimo para cada tipo de material, consiguiendo unos resultados perfectos. Para mejorar la precisión es posible calibrar la temperatura.

El horno dispone de diferentes alarmas que advertirán de cualquier anomalía (rotura del termopar, resistencia, fallo en el sistema de vacío, etc.).

El horno se suministra con los siguientes accesorios:

- 1 bomba de vacío.



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
B06650790
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
06011 BADAJOZ
Tfno: 924207877

- 1 plataforma de calentamiento.
- 1 kit de calibración.
- 1 bandeja.

Características técnicas:

Tensión de alimentación:	230 V, 50/60 Hz, 15 A
Potencia:	< 1700 W
Altura:	380 mm
Ancho:	340 mm
Fondo:	435 mm
Cámara:	Ø9 x 6 cm
Peso	26 kg (sin bomba)
Temperatura máxima:	1200 °C
Vacío máximo:	-96 kPa
Nº programas:	200



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
B06650790
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
06011 BADAJOZ
Tfno: 924207877

**OLLA POLIMERIZADORA AUTOMATICA
MODELO:AUTOPOL GEISER. 030425, 030430 / MARCA:
MESTRA**



Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener hasta 5 temperaturas definidas por el usuario. Datos técnicos: Tensión: 230 V Temperatura máxima: 100°C Presión de trabajo: 2 bares Potencia calentamiento: 600 W Volumen de la cuba: 6 litros. Tamaño: 350x360x400mm (alto, ancho, fondo). Peso: 5,5 kg.



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
B06650790
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
06011 BADAJOZ
Tfno: 924207877

ELECTROPULIDORA DOS VELOCIDADES MODELO:080160 / MARCA: MESTRA



Pulidora MESTRA, con líneas modernas y agradables.

Ha sido fabricada según los más modernos conceptos que garanticen la calidad y seguridad.

Su cuerpo motor está fabricado con tubo de extrusión de aluminio (perfil especial).

El diámetro exterior es de sólo 125 mm. Los extremos de forma cónica permiten una óptima visualización del campo de trabajo.

Su base es amplia y va apoyada sobre 4 ventosas adherentes para darle mayor estabilidad.

Pulidora MESTRA	R-080160 2 Velocidades
Tensión	230V – 50-60 Hz
Potencia producida	125 W
Velocidad	1.500 / 3.000 rpm
Altura	200 mm
Altura centro del eje	140 mm
Longitud total del eje	270 mm



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
B06650790
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
06011 BADAJOZ
Tfno: 924207877

CHORRO DE VAPOR MODELO:MS2. 09060103 / MARCA: BADER



Vaporeta MS2 Eco Line

- Para la limpieza del material dental mediante chorro de vapor. Ideal para laboratorios o consultorios odontológicos, por sus reducidas dimensiones y bajo peso.
- Cuenta en la parte inferior un tornillo de purga, con cierre de seguridad, de este modo, los posibles sedimentos de suciedad se pueden eliminar de forma fácil.
- Tiene conexión directa a la corriente y una capacidad para 2L de agua destilada.
- Funcionamiento: llenar el depósito de agua destilada, conectar a la corriente, esperar a que el indicador se ponga verde, presionar la pistola y automáticamente sale el chorro de vapor. Equipamiento para laboratorio dental de prótesis y ortodoncia.

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad del depósito: 2 L.
- Peso: 8 Kg.
- Presión: 3 bar.
- Potencia: 1000 w
- Suministro eléctrico: 220V-50Hz (*)

(*) 110V bajo demanda.

Dimensiones de la máquina: 16cm ancho x 18,5cm alto x 28,5cm fondo.



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
B06650790
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
06011 BADAJOZ
Tfno: 924207877

CHORRO DE ARENA MODELO:080218 / MARCA: MESTRA



Construida íntegramente en plástico técnico, material de elevada resistencia, fácil limpieza y sin oxidación.

Permite ubicarla en cualquier rincón del laboratorio.

Capacidad de la tolva hasta 5 kg de arena.

Los esqueléticos se depositan en una cesta que gira por la acción de un motor.

La boquilla de soplado es orientable en las tres dimensiones del espacio, por lo que siempre se consigue el ángulo de ataque ideal.

La cesta puede desacoplarse del eje motor con facilidad, lo que simplifica la preparación de los trabajos. Luz interior LED

Alto	430 mm
Ancho	320 mm
Fondo	310 mm
Peso	5,5 kg
Consumo de aire	90 L/min
Presión de trabajo	2 – 5 bar



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
B06650790
C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
06011 BADAJOZ
Tfno: 924207877

OXIDO DE ALUMNIO MODELO: COBRA / MARCA: RENFERT



De aristas muy vivas. Efecto abrasivo de ligero hasta muy intenso. De una pureza muy alta – aprox. 99,7% Al_2O_3 . Impurezas de SiO_2 por debajo de 0,06% – según DIN 8201 sin peligro de que se produzcan silicosis. Escasa dispersión de los tamaños de grano.

COBRA 250 MICRAS	15851005
COBRA 110 MICRAS	15831005
COBRA 50 MICRAS	15941205
COBRA 125 MICRAS	15871005

Contenido: BIDÓN 5 kg.



KYT IMPLANTES DENTALES S.L.
 B06650790
 C/Luis Álvarez Lencero 3. Plt4. Of 3-4
 06011 BADAJOZ
 Tfno: 924207877

FUNGIBLE VARIOS:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CONTENIDO
H20010	CERA MONTAJE DIENTES 5X5 MM	1 unidad de 220 g
BP05	PLANCHAS BASE ROSA SUP CAVEX	100 unidades
530349	SEPARATING FLUID 1000ML. IVOCLAR	1.000 ml.
318-004-00	REFUERZO DE PALADARES ESPECIAL DENTAURU,	10 unidades
2VLACK-UV	MEGASEAL UNIVERSAL MEGADENTA	30 ml.
554220	PROTHO-CLEAN HAGER & WERKEN	75 ml.
01951	PAPEL ARTICULAR AZUL BESTDENT 200 MICR	300 hojas
BK 21	A RTI-FOL BK 1 CARA 8MICRAS C/DISP	Rollo de 20m
H20856	PULIDOR DE SILICONA PARA CERAMICA NORMAL Y/O FINO proc	100 unidades
H62008	PERLA DE VIDRIO 50 MICRAS, 4,5 KG PROC	4,5 kg
E30001HP	PULIDOR CERAGLOSS EDENTA	1 unidad
1184-200	MUFLA-GIPS ESCAYOLA LÍQUIDA Tipo II/2 PROTECHNO	20 kg.
H62013	YESO NATURAL DURO TIPO III/3 25KG. PROC	25 kg
H62017	YESO DURO TIPO IV/4 MARFIL 6 KG PROC	6 kg
060475	CEPILLO BORREGO C/EJE MONTADO MESTRA	12 unidades
E4007S	MANDRIL ROSCA 305 RF/050 HP EDENTA	6 unidades
E4013S	MANDRIL PAPEL DE LIJA NIQUELADO EDENTA	6 unidades
ML4120	DISCO SEPARADORES 25 X 0,7mm MAJOR	100 unidades
7882-151	PIEDRA POMEZ PUMICE F BIDON PROTECHNO	15 kg
103801	LIQUIDO DESINFECTANTE PARA PIEDRA POMEZ	1 litro
7881-150	POLI-B PASTA PULIR METAL/RESINA PROTECHNO	150 gr
673260	IPS STYLE DENTINA 20 GR IVOCLAR VARIOS COLORES	1 unidad
673291	IPS STYLE CERAM INCISAL 20 GR. IVOCLAR VARIOS COLORES	1 unidad
605328	IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB LT C14 IVOCLAR VARIOS COLORES	caja 5 unidades

LISTA DE PRECIOS DE LABORATORIO PROTESICO

DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	PRESENTACION	Precio (IVA EXCLUIDO)
BIO-ART A7 PLUS E + ARCO FACIAL STANDARD + ESTUCHE	BIO-ART	A7 PLUS E	UNITARIO	285,00
RECORTADORA DE MODELOS	MESTRA	RH-3.000	UNITARIO	1.300,00
MESA TRABAJO PARA LABORATORIO DENTAL	TECHNOFLUX	MOM000500	UNITARIO	2.065,00
VIBRADORA DE YESOS	MESTRA	CB37	UNITARIO	256,00
MICROMOTOR INDUCCIÓN – PLUS	MESTRA	100280	UNITARIO	911,00
HORNO DE CERAMICA	MESTRA	100247	UNITARIO	2.800,00
OLLA POLIMERIZADORA AUTOMATICA	MESTRA	030425, 030430	UNITARIO	1.050,00
ELECTROPULIDORA DOS VELOCIDADES	MESTRA	80160	UNITARIO	440,00
CHORRO DE VAPOR	BADER	9060103	UNITARIO	685,00
CHORRO DE ARENA	MESTRA	80218	UNITARIO	820,00
OXIDO DE ALUMNIO	RENFERT	COBRA	5 KG	29,90
CERA MONTAJE DIENTES 5X5	PROCLINIC	H20010	220 gr	18,00
PLANCHAS BASE ROSA SUP	CAVEX	BP05	100 UDS	53,00
REFUERZO DE PALADARES ESPECIAL	DENTAURUM	318-004-00	10 UDS	35,00
SEPARATING FLUID	IVOCLAR	530349	1000 ml	34,30
MEGASEAL UNIVERSAL	MEGADENTA	2VLACK-UV	30 ml	22,00
PROTHO-CLEAN	HAGER & WERKEN	554220	75 ml	11,45
PAPEL ARTICULAR AZUL 200 MICRAS	BESTDENT	1951	300 HOJAS	11,95
A RTI-FOL BK 1 CARA 8MICRAS C/DISP	BAUSCH	BK-21	20 METROS	10,95
PULIDOR DE SILICONA PARA CERAMICA	PROCLINIC	H20856	100 UDS	18,50
PERLA DE VIDRIO 50 MICRAS	PROCLINIC	H62008	4,5 KG	17,45
PULIDOR CERAGLOSS	EDENTA	E30001HP	UNITARIO	28,95
MUFLA-GIPS ESCAYOLA LÍQUIDA Tipo II/2	PROTECHNO	1184-200	20 KG	38,70
YESO NATURAL DURO TIPO III/3	PROCLINIC	H62013	25 KG	54,60
YESO DURO TIPO IV/4 MARFIL	PROCLINIC	H62017	6 KG	27,90
CEPILLO BORREGO C/EJE MONTADO	MESTRA	60475	12 UDS	21,20
MANDRIL ROSCA 305 RF/050 HP	EDENTA	E4007S	6 UDS	7,50
MANDRIL PAPEL DE LIJA NIQUELADO	EDENTA	E4013S	6 UDS	8,52
DISCO SEPARADORES 25 X 0,7mm	MAJOR	ML4120	100 UDS	15,75
PIEDRA POMEZ PUMICE F BIDON	PROTECHNO	7882-151	15 KG	53,00
LIQUIDO DESINFECTANTE PARA PIEDRA POMEZ	HINRICHS	103801	1 LITRO	12,60
POLI-B PASTA PULIR METAL/RESINA	PROTECHNO	7881-150	150 gr	5,55
IPS STYLE DENTINA 20 GR VARIOS COLORES	IVOCLAR	673260	20 gr	31,80
IPS STYLE CERAM INCISAL 20 GR VARIOS COLORES	IVOCLAR	673291	20 gr	31,80
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB LT C14 VARIOS COLORES	IVOCLAR	605328	5 PIEZAS	135,00

SILVIA MARTIN SERRANO

ANTONIO MARTIN CAMPOS

<u>Código</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Precio Base</u>	<u>Código categoría</u>	<u>Categoría</u>
001	Analogo	7,00 €		Aditamentos
002	Tornillo ips	8,00 €		Aditamentos
003	Pilar Base Mecanizada	25,00 €		Aditamentos
01001	Completa Sup e Inf.	200,00 €	01	Resina
01002	Completa Sup. o Inf.	100,00 €	01	Resina
01003	Parcial de una pieza	60,00 €	01	Resina
01004	Parcial de dos piezas	57,00 €	01	Resina
01005	Parcial de tres piezas	60,00 €	01	Resina
01006	Parcial de cuatro piezas	67,00 €	01	Resina
01007	Parcial de cinco piezas	74,00 €	01	Resina
01008	Parcial de seis piezas	78,00 €	01	Resina
01009	Parcial de siete piezas	81,00 €	01	Resina
01010	Parcial de ocho piezas	87,00 €	01	Resina
01011	Parcial de nueve piezas	91,00 €	01	Resina
01012	Parcial de diez piezas	97,00 €	01	Resina
02001	Unilateral de 1 pieza	102,00 €	02	Esqueléticos
02002	Unilateral de dos piezas	106,00 €	02	Esqueléticos
02003	Unilateral de tres piezas	108,00 €	02	Esqueléticos
02004	Bilateral de una pieza	125,00 €	02	Esqueléticos
02005	Bilateral de dos piezas	145,00 €	02	Esqueléticos
02006	Bilateral de tres piezas	151,00 €	02	Esqueléticos
02007	Bilateral de cuatro piezas	163,00 €	02	Esqueléticos
02008	Bilateral de cinco piezas	175,00 €	02	Esqueléticos
02009	Bilateral de seis piezas	187,00 €	02	Esqueléticos
02010	Bilateral de siete piezas	199,00 €	02	Esqueléticos
02011	Bilateral de ocho piezas	210,00 €	02	Esqueléticos
02012	Bilateral de nueve piezas	220,00 €	02	Esqueléticos
02013	Bilateral de diez piezas	230,00 €	02	Esqueléticos
02014	Pieza modelada unidad	70,00 €	02	Esqueléticos
02015	Placa para completa sup. o inf.	136,00 €	02	Esqueléticos

03001	Pieza y gancho	28,00 €	03	Composturas y complementos
03002	Compostura simple	25,00 €	03	Composturas y complementos
03003	Añadir pieza o retenedor	25,00 €	03	Composturas y complementos
03004	Reparar fisura	20,00 €	03	Composturas y complementos
03005	Refuerzo metálico	16,00 €	03	Composturas y complementos
03006	Retenedores	20,00 €	03	Composturas y complementos
03007	Cubeta individual acrílico	16,00 €	03	Composturas y complementos
03008	Malla metálica (no esquelético)	65,00 €	03	Composturas y complementos
03009	Rebase a completa sup o inf.	30,00 €	03	Composturas y complementos
03010	Rebase a parcial	25,00 €	03	Composturas y complementos
03011	Rebase a esquelético	25,00 €	03	Composturas y complementos
04001	Férula de contención	27,00 €	04	Férulas y contención
04002	Férulas de blanqueamiento	27,00 €	04	Férulas y contención
04003	Férula dura de acrílico	80,00 €	04	Férulas y contención
04004	Férula semirrígida	60,00 €	04	Férulas y contención
05001	Corona	70,00 €	05	Prótesis fija
05002	Estructura metálica	35,00 €	05	Prótesis fija
05003	Recubrimiento cerámico	35,00 €	05	Prótesis fija
05004	Masa de hombros	10,00 €	05	Prótesis fija
05005	Perno o muñón colado	30,00 €	05	Prótesis fija
05006	Corona de circonio implantes	130,00 €	05	Prótesis fija
05007	Corona de circonio	120,00 €	05	Prótesis fija
05008	Provisionales	15,00 €	05	Prótesis fija
05009	Provisionales implantes	20,00 €	05	Prótesis fija
05010	Falsa encía	10,00 €	05	Prótesis fija
05011	Corona "Empress"	95,00 €	05	Prótesis fija
05012	Corona implantes	95,00 €	05	Prótesis fija
05013	Falsa encía cerámica 2/p	30,00 €	05	Prótesis fija
05014	Encerado diagnóstico/p	8,00 €	05	Prótesis fija
05015	Interfase	50,00 €	05	Prótesis fija
05016	Prueba de pasividad por ips	8,00 €	05	Prótesis fija
05017	Carga inmediata	20,00 €	05	Prótesis fija

06001	Sobredentadura sobre 2 Locator	281,00 €	06	Sobredentaduras y complementoss
06002	Sobredentadura con barra sobre 2 implantes y 3 caballitos	495,00 €	06	Sobredentaduras y complementoss
06003	Sobredentadura con barra sobre 4 implantes y 5 caballitos	735,00 €	06	Sobredentaduras y complementoss
06004	Dentadura	95,00 €	06	Sobredentaduras y complementoss
06005	Malla metálica	136,00 €	06	Sobredentaduras y complementoss
06006	Colocación de locator (und)	26,00 €	06	Sobredentaduras y complementoss
06007	Caballito	12,00 €	06	Sobredentaduras y complementoss
06008	Colocación de caballito	26,00 €	06	Sobredentaduras y complementoss
06009	Barra sobre 2 implantes	152,00 €	06	Sobredentaduras y complementoss
06010	Barra sobre 4 implantes	316,00 €	06	Sobredentaduras y complementoss
06011	Sobredentadura sobre 4 locator	333,00 €	06	Sobredentaduras y complementoss
07001	Híbrida sobre 4 implantes	570,00 €	07	Dentaduras Híbridas
07002	Híbrida sobre 5 implantes	605,00 €	07	Dentaduras Híbridas
07003	Híbrida sobre 6 implantes	640,00 €	07	Dentaduras Híbridas
08001	Mantenedor de espacio	28,00 €	08	Ortodoncia
08002	Placa de Hawley	48,00 €	08	Ortodoncia
08003	Bionator clase II con rejilla	100,00 €	08	Ortodoncia
08004	Barra Lingual	27,00 €	08	Ortodoncia
08005	Klamnt	95,00 €	08	Ortodoncia
08006	Quad-Helix con brazos	44,00 €	08	Ortodoncia
08007	Banda	10,00 €	08	Ortodoncia
08008	Banda con tubo	20,00 €	08	Ortodoncia
08009	Barra Palatina	28,00 €	08	Ortodoncia